

HealthSync

Descricao de Casos de Uso

Modulo de Saude | Modulo Empresarial e Comercial

1. Descricao de Casos de Uso

A seguir sao apresentados os atores do sistema HealthSync, organizados em dois grupos: usuarios do modulo de saude e stakeholders do modulo empresarial e comercial. Para cada grupo sao apresentados os diagramas de casos de uso e suas respectivas descricoes detalhadas.

Tabela 1 - Atores: Modulo de Saude

Ator	Descricao
Paciente / Usuario Comum	Registra e visualiza dados de saude diaria (sono, alimentacao, humor, sintomas), acompanha sua evolucao e pode autorizar medicos a acessarem seus dados.
Medico / Profissional da Saude	Acessa os dados dos pacientes que concederam autorizacao, acompanha a evolucao clinica, visualiza graficos e gera relatorios de acompanhamento.
Atleta / Jogador de Futebol	Monitora indicadores de desempenho fisico, recuperacao corporal e saude geral com foco em rendimento esportivo e prevencao de lesoes.

Tabela 2 - Atores: Modulo Empresarial e Comercial

Ator	Descricao
Gerente Comercial	Responsavel pela prospeccao, negociacao e fechamento de contratos de licenciamento e consultoria do HealthSync para clientes corporativos (clinicas, academias, clubes).
Consultor de Implementacao	Tecnico que auxilia o cliente corporativo na configuracao, integracao e implantacao do HealthSync em sua estrutura operacional.
Investidor	Stakeholder com interesse financeiro na plataforma. Acessa relatorios executivos com metricas de crescimento, receita e retorno sobre investimento.
Cliente Corporativo	Empresa (clinica, academia, clube ou hospital) que contrata o HealthSync como solucao, representada por um gestor responsavel pelo contrato.

2. Casos de Uso - Modulo de Saude

A seguir são apresentados os diagramas de casos de uso e suas descrições para o módulo de saúde do HealthSync, contemplando os perfis de Paciente, Médico e Atleta.

Diagrama de Caso de Uso: Acesso ao Sistema

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso referente ao módulo de acesso ao sistema no sistema HealthSync.




Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso - Acesso ao Sistema.

A seguir são apresentadas as descrições de cada um dos casos de uso identificados.

Tabela 3 - Registrar e Fazer Login

UC01 – Registrar e Fazer Login	
Identificador	UC01
Caso de Uso	Registrar e Fazer Login
Descrição	Processo de cadastro e autenticação de usuários no sistema HealthSync, com seleção de perfil (paciente, médico, atleta) e redirecionamento ao painel correspondente.
Ator Primário	Qualquer usuário (Paciente, Médico, Atleta)

Pre-Condições	Acesso a internet e e-mail válido.
Pos-Condições	Usuário autenticado e redirecionado ao dashboard do seu perfil.
Fluxo de Eventos Normal	
1. O usuário acessa a tela inicial do HealthSync. 2. O sistema exibe as opções 'Entrar' ou 'Criar conta'. 3. Para novo cadastro: o usuário preenche nome, e-mail, senha e seleciona o perfil. 4. O sistema valida os dados e cria a conta. 5. Para login: o usuário informa e-mail e senha cadastrados. 6. O sistema autentica e redireciona ao dashboard do perfil. 7. O caso de uso termina.	
Fluxos de Eventos de Exceção	
E.1. No Passo 4, o e-mail já está cadastrado. E.1.1. O sistema exibe 'E-mail já cadastrado. Faça login.' E.1.2. O caso de uso retorna ao Passo 2. E.2. No Passo 6, credenciais inválidas. E.2.1. O sistema exibe mensagem de erro de autenticação. E.2.2. Após 3 tentativas, o acesso é bloqueado temporariamente.	
Requisitos Relacionados	
RF01	

Diagrama de Caso de Uso: Paciente e Dashboard

A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso referente ao módulo de paciente e dashboard no sistema HealthSync.




Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso – Usuário Comum / Atleta.

A seguir são apresentadas as descrições de cada um dos casos de uso identificados.

Tabela 4 - Registrar Dados de Saúde

UC02 – Registrar Dados de Saúde	
Identificador	UC02
Caso de Uso	Registrar Dados de Saúde
Descrição	O usuário registra informações de saúde diária como qualidade do sono, alimentação, humor e sintomas para acompanhar seu bem-estar ao longo do tempo.
Ator Primário	Paciente / Usuário Comum
Ator Secundário	Atleta / Jogador de Futebol
Pre-Condições	Usuário autenticado no sistema.
Pos-Condições	Dados armazenados e disponíveis no histórico e no dashboard.
Fluxo de Eventos Normal	
1. O usuário acessa a seção de registro de dados de saúde. 2. O sistema exibe o formulário com as categorias: sono, alimentação, humor e sintomas. 3. O usuário seleciona a categoria desejada e preenche as informações. 4. O usuário confirma o registro. 5. O sistema valida os dados inseridos. 6. O sistema armazena e exibe confirmação de sucesso. 7. O caso de uso termina.	
Fluxos de Eventos de Exceção	
E.1. No Passo 5, campos obrigatórios não preenchidos. E.1.1. O sistema destaca os campos e exibe mensagem de erro. E.1.2. O usuário corrige e confirma novamente. Retorna ao Passo 5. E.2. No Passo 4, o usuário cancela o registro. E.2.1. O sistema descarta os dados inseridos e o caso de uso termina.	
Requisitos Relacionados	
RF02	

Tabela 5 - Visualizar Dashboard Inteligente

UC05 – Visualizar Dashboard Inteligente	
Identificador	UC05
Caso de Uso	Visualizar Dashboard Inteligente
Descrição	O usuário acessa o dashboard centralizado que exibe resumo de todas as categorias de saúde em cards e gráficos organizados e atualizados.

Ator Primario	Paciente / Usuario Comum
Ator Secundario	Atleta / Jogador de Futebol
Pre-Condicoes	Usuario autenticado no sistema.
Pos-Condicoes	Usuario visualiza resumo centralizado e atualizado dos seus dados de saude.
Fluxo de Eventos Normal	
1. O usuario acessa a tela inicial (dashboard) do HealthSync. 2. O sistema recupera os dados mais recentes de todas as categorias. 3. O sistema exibe cards e graficos resumidos para cada categoria. 4. O usuario clica em um card para ver os detalhes daquela categoria. 5. O sistema redireciona para a secao especifica. 6. O caso de uso termina.	
Fluxos de Eventos de Excecao	
E.1. No Passo 2, o usuario nao possui dados em nenhuma categoria. E.1.1. O sistema exibe cards vazios com 'Sem dados registrados.' E.1.2. O sistema exibe atalho para o primeiro registro. E.2. No Passo 2, falha na recuperacao dos dados. E.2.1. O sistema exibe mensagem de erro e botao para recarregar.	
Requisitos Relacionados	
RF06, RF07	

Diagrama de Caso de Uso: Painel do Medico

A Figura 3 apresenta o diagrama de casos de uso referente ao modulo de painel do medico no sistema HealthSync.




Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso - Medico / Prof. de Saude.

A seguir são apresentadas as descrições de cada um dos casos de uso identificados.

Tabela 6 - Acessar Dados do Paciente

UC03 – Acessar Dados do Paciente	
Identificador	UC03
Caso de Uso	Acessar Dados do Paciente
Descrição	O médico acessa os dados centralizados de um paciente que concedeu autorização, para acompanhar a evolução clínica e oferecer tratamento adequado.
Ator Primário	Médico / Profissional da Saúde
Ator Secundário	Paciente / Usuário Comum
Pre-Condições	Médico autenticado. Paciente deve ter autorizado o acesso do médico.
Pos-Condições	Médico visualiza os dados de saúde do paciente selecionado.
Fluxo de Eventos Normal	
1. O médico acessa o painel médico do sistema. 2. O sistema exibe a lista de pacientes que autorizaram o acesso. 3. O médico seleciona um paciente da lista. 4. O sistema exibe o histórico: registros, gráficos e evolução clínica. 5. O médico filtra os dados por categoria ou período. 6. O sistema atualiza a visualização conforme os filtros. 7. O caso de uso termina.	

Fluxos de Eventos de Excecao

- E.1. No Passo 2, o medico nao possui pacientes autorizados.
 - E.1.1. O sistema exibe 'Nenhum paciente autorizado encontrado.'
 - E.1.2. O caso de uso termina.
- E.2. No Passo 3, o acesso foi revogado apos o carregamento da lista.
 - E.2.1. O sistema exibe mensagem de acesso negado e atualiza a lista.
 - E.2.2. O caso de uso retorna ao Passo 2.

Requisitos Relacionados

RF09

Diagrama de Caso de Uso: Monitoramento Esportivo

A Figura 4 apresenta o diagrama de casos de uso referente ao modulo de monitoramento esportivo no sistema HealthSync.




Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso - Atleta / Jogador.

A seguir são apresentadas as descrições de cada um dos casos de uso identificados.

Tabela 7 - Monitorar Desempenho Físico

UC04 – Monitorar Desempenho Físico	
Identificador	UC04
Caso de Uso	Monitorar Desempenho Físico

Descricao	O atleta acompanha seus indicadores de desempenho fisico, recuperacao corporal e saude geral para melhorar o rendimento esportivo e prevenir lesoes.
Ator Primario	Atleta / Jogador de Futebol
Pre-Condicoes	Atleta autenticado com perfil de atleta.
Pos-Condicoes	Atleta visualiza dados de desempenho organizados por periodo e categoria.
Fluxo de Eventos Normal	
1. O atleta acessa o painel de monitoramento de desempenho. 2. O sistema exibe os indicadores de saude e desempenho fisico mais recentes. 3. O atleta seleciona o periodo de analise (semanal, mensal, etc.). 4. O sistema exibe graficos e relatorios de evolucao no periodo selecionado. 5. O atleta alterna entre categorias: recuperacao, sono, alimentacao, atividade. 6. O Atleta pode solicitar uma avaliacao médica 7. O sistema atualiza os dados conforme a categoria selecionada. 8. O caso de uso termina.	
Fluxos de Eventos de Excecao	
E.1. No Passo 2, o atleta nao possui dados de desempenho registrados. E.1.1. O sistema exibe 'Nenhum dado de desempenho encontrado.' E.1.2. O sistema sugere registrar os primeiros dados e o caso de uso termina. E.2. No Passo 3, o periodo nao possui registros suficientes. E.2.1. O sistema informa a ausencia de dados no periodo. E.2.2. O caso de uso retorna ao Passo 3.	
Requisitos Relacionados	
RF10, RF11	

3. Casos de Uso - Modulo Empresarial e Comercial

A seguir são apresentados os diagramas de casos de uso e suas descrições para o módulo empresarial do HealthSync, contemplando os processos de vendas, consultoria, implantação, gestão de contratos e acompanhamento de investidores.

Diagrama de Caso de Uso: Vendas e Demonstração Comercial

A Figura 5 apresenta o diagrama de casos de uso referente ao módulo de vendas e demonstração comercial no sistema HealthSync.




Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso - Gerente Comercial / Vendas.

A seguir são apresentadas as descrições de cada um dos casos de uso identificados.

Tabela 8 - Realizar Demonstração Comercial do Sistema

UC06 – Realizar Demonstração Comercial do Sistema	
Identificador	UC06

Caso de Uso	Realizar Demonstracao Comercial do Sistema
Descricao	O gerente comercial apresenta o HealthSync a um cliente corporativo potencial (clinica, academia, clube), exibindo funcionalidades com foco nas necessidades do cliente.
Ator Primario	Gerente Comercial
Ator Secundario	Cliente Corporativo
Pre-Condicoes	Gerente autenticado com perfil comercial. Ambiente de demonstracao configurado com dados ficticios.
Pos-Condicoes	Cliente recebe o material da apresentacao e e registrado como lead ativo no CRM interno.
Fluxo de Eventos Normal	
1. O gerente acessa o painel comercial e seleciona 'Nova demonstracao'. 2. O sistema exibe o ambiente de demo com dados ficticios. 3. O gerente apresenta os modulos do HealthSync (paciente, medico, atleta, dashboard). 4. O cliente corporativo faz perguntas e avalia o sistema ao vivo. 5. Ao final, o gerente registra o feedback do cliente no sistema. 6. O sistema gera um relatorio da demonstracao e envia o material ao cliente por e-mail. 7. O sistema registra o cliente como lead ativo no CRM. 8. O caso de uso termina.	
Fluxos de Eventos de Excecao	
E.1. No Passo 2, o ambiente de demonstracao esta indisponivel. E.1.1. O sistema exibe mensagem de erro ao gerente. E.1.2. O gerente reagenda a demonstracao e o caso de uso termina. E.2. No Passo 6, falha no envio do e-mail ao cliente. E.2.1. O sistema registra o erro e disponibiliza o material para envio manual.	
Requisitos Relacionados	
RF_COM01, RF_COM02	

Tabela 9 - Negociar e Fechar Contrato de Licenciamento

UC07 – Negociar e Fechar Contrato de Licenciamento	
Identificador	UC07
Caso de Uso	Negociar e Fechar Contrato de Licenciamento
Descricao	O gerente comercial conduz a negociacao de um contrato de licenciamento do HealthSync com um cliente corporativo, definindo plano, valor, prazo e condicoes de suporte.
Ator Primario	Gerente Comercial
Ator Secundario	Cliente Corporativo

Pre-Condições	Cliente deve ter passado pela demonstração e estar registrado como lead qualificado.
Pos-Condições	Contrato formalizado, cliente ativado e acessos liberados conforme o plano contratado.
Fluxo de Eventos Normal	
1. O gerente acessa o perfil do lead qualificado no painel comercial. 2. O sistema exibe os planos disponíveis (Básico, Profissional, Enterprise). 3. O gerente apresenta a proposta comercial personalizada ao cliente. 4. O cliente avalia e solicita ajustes (prazo, número de usuários, suporte). 5. O gerente registra as condições negociadas no sistema. 6. O sistema gera a minuta do contrato com os termos acordados. 7. Ambas as partes assinam digitalmente o contrato. 8. O sistema ativa o plano e libera os acessos conforme o contrato. 9. O caso de uso termina.	
Fluxos de Eventos de Exceção	
E.1. No Passo 4, o cliente recusa a proposta e encerra a negociação. E.1.1. O sistema registra o status do lead como 'Negociação perdida' com o motivo. E.1.2. O caso de uso termina. E.2. No Passo 7, falha na assinatura digital. E.2.1. O sistema disponibiliza o contrato para assinatura manual. E.2.2. O caso de uso continua a partir do Passo 8 após confirmação.	
Requisitos Relacionados	
RF_COM03, RF_COM04	

Tabela 10 - Gerenciar Planos e Licenças de Clientes

UC10 – Gerenciar Planos e Licenças de Clientes	
Identificador	UC10
Caso de Uso	Gerenciar Planos e Licenças de Clientes
Descrição	O gerente comercial gerencia os planos de assinatura dos clientes corporativos ativos: upgrades, downgrades, renovações, cancelamentos e acompanhamento do status de cada contrato.
Ator Primário	Gerente Comercial
Ator Secundário	Cliente Corporativo
Pre-Condições	Gerente autenticado com perfil comercial. Ao menos um cliente corporativo ativo no sistema.
Pos-Condições	Plano do cliente atualizado; sistema libera ou restringe funcionalidades conforme o novo contrato.
Fluxo de Eventos Normal	

1. O gerente acessa a lista de clientes corporativos ativos no painel comercial.
2. O sistema exibe os clientes com status do plano e data de vencimento.
3. O gerente seleciona um cliente e visualiza os detalhes do contrato atual.
4. O gerente escolhe a ação: renovar, upgrade, downgrade ou cancelar.
5. O sistema exibe o resumo das mudanças e o impacto no faturamento.
6. O gerente confirma a ação.
7. O sistema aplica a mudança, notifica o cliente por e-mail e atualiza o contrato.
8. O caso de uso termina.

Fluxos de Eventos de Execução

- E.1. No Passo 4, cancelamento solicitado durante prazo de fidelidade vigente.
- E.1.1. O sistema exibe aviso sobre a cláusula de fidelidade e valor de rescisão.
 - E.1.2. O gerente confirma ou cancela a operação. Caso cancele, retorna ao Passo 3.
- E.2. No Passo 7, falha no envio da notificação ao cliente.
- E.2.1. O sistema aplica a mudança e marca a notificação como pendente para reenvio.

Requisitos Relacionados

RF_COM09, RF_COM10

Diagrama de Caso de Uso: Análise Executiva e Investidores

A Figura 6 apresenta o diagrama de casos de uso referente ao módulo de análise executiva e investidores no sistema HealthSync.




Figura 7 - Diagrama de Casos de Uso - Investidor / Painel Executivo.

A seguir são apresentadas as descrições de cada um dos casos de uso identificados.

Tabela 11 - Visualizar Metricas de Negocio e KPIs

UC09 – Visualizar Metricas de Negocio e KPIs	
Identificador	UC09
Caso de Uso	Visualizar Metricas de Negocio e KPIs
Descricao	O investidor e o gerente comercial acessam um painel executivo com KPIs do negocio HealthSync: usuarios ativos, contratos fechados, receita recorrente (MRR), churn e crescimento mensal.
Ator Primario	Investidor
Ator Secundario	Gerente Comercial
Pre-Condicoes	Acesso autenticado com perfil executivo ou de investidor. Dados de negocio atualizados no sistema.
Pos-Condicoes	Usuario visualiza o painel com KPIs atualizados e pode exportar o relatorio executivo.
Fluxo de Eventos Normal	
1. O investidor ou gerente acessa o painel executivo do HealthSync. 2. O sistema exibe os KPIs do periodo atual: usuarios ativos, novos contratos, MRR e churn. 3. O usuario seleciona o periodo de analise (mensal, trimestral, anual). 4. O sistema atualiza os graficos e indicadores conforme o periodo. 5. O usuario pode comparar periodos anteriores para analise de tendencia. 6. O usuario exporta o relatorio executivo em PDF. 7. O caso de uso termina.	
Fluxos de Eventos de Excecao	
E.1. No Passo 2, dados de negocio nao foram atualizados no periodo. E.1.1. O sistema exibe aviso de dados incompletos e mostra o que estiver disponivel. E.1.2. O caso de uso continua normalmente. E.2. No Passo 6, falha ao gerar o PDF. E.2.1. O sistema exibe mensagem de erro e sugere tentar novamente.	
Requisitos Relacionados	
RF_COM07, RF_COM08	

Tabela 12 - Gerar Relatorio de Uso da Plataforma

UC11 – Gerar Relatorio de Uso da Plataforma	
Identificador	UC11
Caso de Uso	Gerar Relatorio de Uso da Plataforma

Descricao	O gerente comercial ou investidor gera relatorio detalhado sobre o uso do HealthSync: engajamento de usuarios, funcionalidades mais utilizadas, retencao e evolucao por cliente.
Ator Primario	Gerente Comercial
Ator Secundario	Investidor
Pre-Condicoes	Usuario autenticado com perfil executivo/gerencial. Dados de uso disponiveis no sistema.
Pos-Condicoes	Relatorio gerado e disponivel para download ou envio por e-mail.
Fluxo de Eventos Normal	
1. O gerente ou investidor acessa a secao de relatorios no painel executivo. 2. O sistema exibe os tipos disponiveis: uso geral, por cliente, por funcionalidade. 3. O usuario seleciona o tipo de relatorio, o periodo e os filtros desejados. 4. O sistema processa os dados e gera o relatorio. 5. O sistema exibe o relatorio com graficos de engajamento, retencao e uso por modulo. 6. O usuario exporta em PDF ou compartilha o link do relatorio. 7. O caso de uso termina.	
Fluxos de Eventos de Excecao	
E.1. No Passo 4, nao ha dados suficientes para o periodo selecionado. E.1.1. O sistema exibe aviso e sugere ampliar o periodo. E.1.2. O caso de uso retorna ao Passo 3. E.2. No Passo 6, falha ao exportar. E.2.1. O sistema registra o erro e permite nova tentativa.	
Requisitos Relacionados	
RF_COM11, RF_COM12	